

EQUIPOS FEDESA

EXPLOSIONES DE MONTAJE

EDICION 21

09/03/2022

Del departamento de I+D (Oficina Técnica)
a los siguientes departamentos:

Con la fecha y edición indicadas, se distribuye
esta documentación a los siguientes departamentos:


1	Dpto. de DIRECCION GENERAL SERVICIOS	Javier Castillo
2	Dpto. de DIRECCION GENERAL	Javi Castillo Fernández
3	Dpto. de CALIDAD	Diego González
4	Dpto. de PRODUCCION	Juan Sánchez
5	Dpto. de CONTROL DE PRODUCCION	Juan Barras
6	Dpto. de VENTAS	Óscar Barbero
7	Dpto. de ADMINISTRACION 1	Araceli Cano
8	Dpto. de ADMINISTRACION 2	Elena Magro del Pozo
9	Dpto. de ADMINISTRACION 3	Lydia Sánchez
10	Dpto. de COMPRAS 1	Laura Martínez
11	Dpto. de COMPRAS 2	Fátima Guillén
12	Dpto. de INVESTIGACION Y DESARROLLO	Juan Morante
13	Dpto. de INVESTIGACION Y DESARROLLO	Javier Arnal
14	Dpto. de INVESTIGACION Y DESARROLLO	Óscar Pacheco
15	Dpto. de MONTAJE BANDEJAS	José Gálvez
16	Dpto. de MONTAJE ESCUPIDERAS	José Antonio Garrido
17	Dpto. de MONTAJE SILLONES	Hisam Mahiri
18	Dpto. de CABINA - TEST FINAL	Abraham Fernández
19	Dpto. de EMBALAJE	Mariano Ramírez
20	Dpto. de MECANIZADOS	Javier Morante
21	Dpto. de TRATAMIENTO DE CHAPA	Víctor San Andrés
22	Dpto. de ABRASIVOS-ESMERILADO	Pablo de Marcos
23	Dpto. de SOLDADURA	Francisco López
24	Dpto. de PINTURA	Óscar Horcajo
25	Dpto. de POLIURETANOS	Manuel Cuesta
26	Dpto. de VACIO (PLASTICOS)	Ignacio Piña
27	Dpto. de TAPIZADOS	Emilia Mudarra
28	Dpto. de SERVICIO TECNICO	José Luis Cabo
29	Dpto. de REPUESTOS Y SUMINISTROS	José A. Martin

Esta edición anula las anteriores

Se ruega devolver las ediciones anteriores


Se ruega notificar cualquier anomalía que se observe

Fdo. J. Morante:





INDICE			
SILLONES	PAG.	MODELO	SUBMODELO
	1	SILLON ARCO	
	2	SILLON ASTRAL	RUBI
	3	SILLON CORAL	
	4	SILLON PRINCE	KALMA, MASTER 4D, PENTA20, PENTA NG
	5	SILLON KONNECT	ELECTRA
	6	SILLON ELECTRA AMBIDIESTRO	
	7	SILLON SDGO	
	8	SILLON ORION	
	9	SILLON JS 250	
	10	SILLON ILEX	JS 500
	11	SILLON PENTA 2012	
	12	SILLON CORAL AIR	
	13	SILLON AURA 1M	
	14	SILLON AURA 3M	
	15	SILLON PODOFEDESA	
	16	SILLON PRINCE AMBIDIESTRO VER.01	
	17	SILLON PRINCE AMBIDIESTRO VER.02	
ESCUPIDERAS	18	ESCUPIDERA ARCO	
	19	ESCUPIDERA ASTRAL	KALMA, RUBI
	20	ESCUPIDERA CORAL	
	21	ESCUPIDERA PRINCE	MASTER 4D, PENTA NG
	22	ESCUPIDERA KONNECT	ELECTRA, ELECTRA AMBIDIESTRO, ORION
	23	ESCUPIDERA SDGO	
	24	ESCUPIDERA PENTA 20	
	25	ESCUPIDERA JS	JS 250, JS 500
	26	ESCUPIDERA ILEX	
	27	ESCUPIDERA PENTA	PENTA 12
	28	ESCUPIDERA MINIBOX	
	29	BARRAS DE TORRE + SOPORTE ESCUPIDERAS	
	30	BANDEJA COLIBRI ASTRAL	ARCO, MASTER 4D, ILEX
	31	BANDEJA COLIBRI ASTRAL - VIEJA GENERACION	ARCO, MASTER 4D, ILEX
	32	BANDEJA COLIBRI PRINCE	CORAL, KALMA
	33	BANDEJA COLIBRI PRINCE - VIEJA GENERACION	CORAL, KALMA
	34	BANDEJA COLIBRI KONNECT	ELECTRA, RUBI NG, ORION
	35	BANDEJA COLIBRI SDGO	
	36	BANDEJA COLIBRI PENTA 20	

BANDEJAS CARROS	37	BANDEJA COLIBRI JS	JS 250, JS 500
	38	BANDEJA COLIBRI PENTA	PENTA 12, PENTA NG
	39	BANDEJA COLIBRI RUBI	
	40	BANDEJA COLIBRI CORAL AIR	
	41	BANDEJA COLGANTE ASTRAL	
	42	BANDEJA COLGANTE ASTRAL - VIEJA GENERACION	
	43	BANDEJA COLGANTE ELECTRA AMBIDIESTRO	
	44	BANDEJA COLGANTE CORAL AIR	
	45	BANDEJA COLGANTE AURA	
	46	BANDEJA COLGANTE PODOFEDESA	
	47	BANDEJA BRAZOS COMPENSADOS 1	
	48	BANDEJA BRAZOS COMPENSADOS 2	
	49	BANDEJA AUXILIAR	
	50	CARRO COLGANTE ASTRAL	
	51	CARRO COLGANTE ASTRAL - VIEJA GENERACION	
COMP. BANDEJAS	52	INSTRUMENTOS BANDEJAS 1	
	53	INSTRUMENTOS BANDEJAS 2	
	54	INSTRUMENTOS BANDEJAS 3	
	55	GRUPOS Y VALVULERIA	
ACCESORIOS	56	BARRAS DE LAMPARA	
	57	LAMPARA ALYA	
	58	LAMPARA EDI	
	59	LAMPARA MAIA	
	60	LAMPARA THEIA	
	61	PEDALES 1	
	62	PEDALES 2	
	63	PEDALES 3	
	64	TABURETES	
	65	ASPIRACIONES	
VARIOS	66	CAJA INDEPENDIENTE	
	67	MUEBLE ONIX	
	68	VARIOS (BELL FLEX)	



Denominación: SILLON CORAL AIR	Dibujado: M.LOPEZ Aprobado: J.MORANTE Fecha: 24/10/2003	Fecha: 24/10/2003 Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 91B31 Archivo: S-CORAL-AIR.dwg
---	--	---	--





Denominación:

SILLON PRINCE AMBIDIESTRO -
SIN SOP. CANULAS

Dibujado:

J.MORANTE 25/03/2020
Aprobado:

Fecha:

25/03/2020

Edición:

ED.21

Fecha:


09/03/2022

Referencia:


Archivo:


S-P.AMBI-02.dwg









Denominación: ESCUPIDERA ARCO (COLUMNA)	Dibujado: A.NAVARRO 15/06/2012 Aprobado: J.MORANTE 15/06/2012	Fecha: 15/06/2012 Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 92A47 Archivo: E-ARCO.dwg
--	---	---	---







Denominación: ESCUPIDERA CORAL (COLUMNA)	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 24/10/2003 Fecha: 24/10/2003	Fecha:  Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 92A35 Archivo: E-CORAL.dwg
--	--	---	---




Denominación: ESCUPIDERA PRINCE	Dibujado: A.NAVARRO Aprobado: J.MORANTE Fecha: 12/09/2007 Fecha: 12/09/2007	Fecha:  Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 92A41 Archivo: E-PRINCE.dwg
---	--	---	--







Denominación:	Dibujado:	Fecha:		Referencia:
ESCUPIDERA SDGO	J.MORANTE	02/04/2019		92A18
	Aprobado:	Fecha:	Edición:	Archivo:
	J.MORANTE	02/04/2019	ED.21	E-SDGO.dwg






Denominación: ESCUPIDERA PENTA20	Dibujado: O.PACHECO Aprobado: J.MORANTE Fecha: 11/03/2020 Fecha: 11/03/2020	Fecha:  Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 92P05 Archivo: E-PENTA20.dwg
--	--	---	---




Denominación: ESCUPIDERA JS	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 08/03/2002 Fecha: 08/03/2002	Fecha: 09/03/2022 Edición: ED.21	Referencia: 92B25 Archivo: E-JS.dwg
---	--	---	--





Denominación: ESCUPIDERA PENTA	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 15/04/2004 Edición: ED.21	Fecha: 09/03/2022 Referencia: 92A54 Archivo: E-PENTA.dwg
---	--	---



Denominación:

ESCUPIERA MINIBOX

Dibujado:

A.NAVARRO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

21/07/2011

Fecha:

21/07/2011



Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022


Referencia:

92A31


Archivo:

E-MINIBOX.dwg


TORRES EQUIPOS CON ESCUPIDERA INTEGRADA




TORRES EQUIPOS CON ESCUPIDERA DE COLUMNA




TORRES EQUIPOS DE ORTODONCIA



SOPORTE ESCUPIDERA PRINCE



SOPORTE ESCUPIDERA ASTRAL



Denominación:

BARRAS DE TORRE
SOPORTES DE ESCUPIDERAS

Dibujado:

O.PACHECO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

22/02/2022

Fecha:

22/02/2022



Fedesa

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022

Referencia:











-

Archivo:

B.SOP-01.dwg


4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)

VALVULA SMC
 4028B06
 4028B05
 770A08







Denominación:	Dibujado:	Fecha:	Referencia:
BANDEJA ASTRAL	M. LOPEZ	05/01/2006	93A20
	Aprobado:	Fecha:	Archivo:
	J. MORANTE	05/01/2006	B-CLB-ASTRAL.dwg
	Edición:	Fecha:	
	ED.21	09/03/2022	


4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)




BANDEJA ASTRAL - BOT. ARCO




Micromotor MC3/M40




Inducción NSK sin Display





Inducción NSK con Display



Inducción Bien Air sin Display




Inducción Bien Air con Display





Denominación:	Dibujado:	Fecha:	Referencia:
BANDEJA ASTRAL - VIEJA GENERACION (VG)	M. LOPEZ	05/01/2006	93A20
	Aprobado:	Fecha:	Archivo:
	J. MORANTE	05/01/2006	B-CLB-ASTRAL-VG.dwg
	Edición:	Fecha:	
	ED.21	09/03/2022	





4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)




BANDEJA PRINCE - BOT. ARCO




4014L/4014K




Micromotor MC3/M40




Inducción NSK sin Display





Inducción NSK con Display



Inducción Bien Air sin Display



Inducción Bien Air con Display



Denominación:

BANDEJA PRINCE - VIEJA
GENERACION (VG)

Dibujado:

A.NAVARRO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

12/09/2007

Fecha:

12/09/2007

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022

Referencia:

93A41


Archivo:

B-CLB-PRINCE-VG.dwg





4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)


VALVULA SMC
 4028B06
 4028B05
 770A08





4038B (KONNECT)




4040A (RUBI NG)




4043A (RUBI NG)




Micromotor MC3/M40




Inducción NSK sin Display





Inducción NSK con Display



Inducción Bien Air sin Display



Inducción Bien Air con Display














Denominación:	Dibujado:	Fecha:	Referencia:
BANDEJA KONNECT	J.MORANTE	05/02/2016	93A57
	Aprobado:	Fecha:	93R05
	J.MORANTE	05/02/2016	Archivo:
	Edición:	Fecha:	B-CLB-KONNECT.dwg
	ED.21	09/03/2022	



Exploded view diagram of the front suspension assembly, showing the following components and their part numbers:


- 520A48
- 4003B06
- 520A47
- 4027B03
- 440A39
- 4028B04
- 155A06
- 026A071
- 455A58
- 520A51
- 760A02
- 5A05
- 5A14




B-CLB-SDGO.dwg

4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)


VALVULA SMC
 4028B06
 4028B05
 770A08




4040A




4043A




4014E/4014D




Micromotor MC3/M40




Inducción NSK sin Display






Inducción NSK con Display



Inducción Bien Air sin Display



Inducción Bien Air con Display



Denominación:

BANDEJA PENTA20

Dibujado:

O.PACHECO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

13/03/2020

Fecha:

13/03/2020

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022







Referencia:

93P05


Archivo:

B-CLB-PENTA20.dwg

4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)




4014E/4014D



Denominación: BANDEJA JS	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 28/02/2002	Fecha: 28/02/2002  Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 93A16 93B25 Archivo: B-CLB-JS.dwg
--	---	--	--


4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)



PENTA 2012 (93A54)



PENTA NG (93A56)

4014E/4014D







Denominación: BANDEJA PENTA	Dibujado: M.LOPEZ Aprobado: J.MORANTE Fecha: 15/04/2004 Fecha: 15/04/2004	 Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 93A54 93A56 Archivo: B-CLB-PENTA.dwg
---	--	---	--


4031B01-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO) (JERINGA 6F)
 4031B02-BRAZO INSTRUMENTOS (1VALVULA) (NEUMATICA SIN LUZ)
 4031B03-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA) (NEUMATICA CON LUZ)
 4031B04-BRAZO INSTRUMENTOS (1MICRO+1VALVULA+1IMAN) (INDUCCION)
 4031B05-BRAZO INSTRUMENTOS (2MICROS+1VALVULA+1IMAN) (POLIVALENTE)
 4029B-BRAZO INSTRUMENTOS SIMPLE (JERINGA)



Denominación: BANDEJA RUBI	Dibujado: M. LOPEZ Fecha: 17/04/2001 Aprobado: J. MORANTE Fecha: 17/04/2001	Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 93A22 Archivo: B-CLB-RUBI.dwg
--	--	---	--



4014L/4014K



Denominación:

BANDEJA CORAL AIR

Dibujado:

M.LOPEZ

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

12/10/1996

Fecha:

12/10/1996

Edición:

ED.21



Fecha:


09/03/2022

Referencia:


93B31

Archivo:










B-CLB-C.AIR.dwg



4030A-COLGADOR FINO CON MICRO
4030G-COLGADOR FINO SIN MICRO
4030H-COLGADOR GRUESO SIN MICRO
4030I-COLGADOR GRUESO CON MICRO
4030J-COLGADOR TAPON CIEGO



BANDEJA ASTRAL - BOT. ARCO



Denominación:

BANDEJA COLGANTE - VIEJA
GENERACION (VG)

Dibujado:

O.PACHECO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

28/12/2020

Fecha:

28/12/2020



Edición:

ED.21

Fecha:





09/03/2022

Referencia:

93A20-1


Archivo:

B-CLG-ASTRAL-VG.dwg





Denominación: BANDEJA CORAL AIR COLGANTE	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 10/10/1996 Fecha: 10/10/1996	 Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: 93B31-1 Archivo: B-CLG-C.AIR.dwg
--	--	---	---

Micromotor MC2



Micromotor NLX NANO



Denominación:

BANDEJA PODO AURA

Dibujado:

J.MORANTE

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

22/01/2017

Fecha:

22/01/2017



Edición:

ED.21

Fecha:


09/03/2022

Referencia:


93A33

Archivo:


B-CLG-AURA.dwg



4419B - BRAZO COMPENSADO KONNECT (CON BLOQUEO) - 2700N




4419C - BRAZO COMPENSADO KONNECT (SIN BLOQUEO) - 2700N




Denominación: BRAZOS COMPENSADOS	Dibujado: J.MORANTE Fecha: 07/07/2016 Aprobado: Fecha: 27/07/2016	 Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: - Archivo: B.COMP-01.dwg
--	--	--	---


4403A - BRAZO COMPENSADO CORAL AIR - 2500N




4422B - BRAZO COMPENSADO ELECTRA AMBI - 1100N



4415A - BRAZO COMPENSADO CARISMA - 1300N



4418A - BRAZO COMPENSADO ASTRAL - 2500N



Denominación:

BRAZOS COMPENSADOS

Dibujado:

J.MORANTE 07/01/2009

Aprobado:

J.MORANTE 07/01/2009

Fecha:

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022






Referencia:

-

Archivo:




B.COMP-02.dwg



Denominación: BANDEJAS AUXILIARES	Dibujado: A.PFLÜGER Aprobado: J.MORANTE	Fecha: 01/12/2008 Fecha: 01/12/2008		Referencia: -	Archivo: B.AUX-01.dwg
Edición: ED.21			Fecha: 09/03/2022		


4030A-COLGADOR FINO CON MICRO
 4030G-COLGADOR FINO SIN MICRO
 4030H-COLGADOR GRUESO SIN MICRO
 4030I-COLGADOR GRUESO CON MICRO
 4030J-COLGADOR TAPON CIEGO

4332A10
 4332A28
 4332A02
 4332A13
 4033C03
 4033C01
 4040A07
 4033C02
 4033C05
 4034A02
 4034A01
 4424B04
 4424B01
 640A03
 4424B05
 247A23
 247A25
 247A20
 4332A11
 4332A32
 4033C04
 4030A01
 425A06
 034A151
 4030A02
 4030I
 4030A01
 425A06
 4030A07
 034A151
 4030J
 4030A01
 4030A02
 4030A06




Denominación: UNIDAD MOVIL ASTRAL	Dibujado:	Fecha:		Referencia:
	A. NAVARRO	23/09/2009		94A20
	Aprobado:	Fecha:	Edición:	Fecha:
J. MORANTE	23/09/2009	ED.21	08/03/2022	C-CLG-ASTRAL.dwg


4030A-COLGADOR FINO CON MICRO
 4030G-COLGADOR FINO SIN MICRO
 4030H-COLGADOR GRUESO SIN MICRO
 4030I-COLGADOR GRUESO CON MICRO
 4030J-COLGADOR TAPON CIEGO




BANDEJA ASTRAL - BOT. ARCO




Micromotor MC3/M40




Inducción NSK sin Display





Inducción NSK con Display



Inducción Bien Air sin Display



Inducción Bien Air con Display



Denominación:

UNIDAD MOVIL ASTRAL - VIEJA
 GENERACION (VG)

Dibujado:

A.NAVARRO 23/09/2009

Aprobado:

J.MORANTE 23/09/2009

Fecha:

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022














Referencia:





















94A20


Archivo:

C-CLG-ASTRAL-VG.dwg

Tuberías:			Circuitos FEDESA para micromotor eléctrico:		
		733A79 TUBO PARALELO Ø1,5x4 (Gris)			
		733A92 TUBO Ø1.5x3 PARA AGUA EN MANGUERAS 733A71 TUBO Ø3x4 PARA AIRE EN MANGUERAS			
		733A73../8 TUBO POLIURETANO Ø1.5x3 (Colores) 733A65../78 TUBO POLIURETANO Ø4x6 (Rojo)			
		400A51 TUBO SILICONA Ø8x10 (Gris)			
		733A40 TUBO RILSAN Ø2x4 (Blanco) 733A50 TUBO RILSAN Ø4x6 (Azul) 733A51 TUBO RILSAN Ø4x6 (Verde) 733A60 TUBO RILSAN Ø6x8 (Azul) 733A61 TUBO RILSAN Ø6x8 (Verde)			
		733A33 TUBO CRISTAL Ø18x25 (Armado)	Circuitos Bien Air para micromotor eléctrico		
		733A35 TUBO RUGOSO Ø11x14 Gris			
		733A35-120 TUBO RUGOSO Ø11x14 Gris 1,20m Carisma			
		733A35-150 TUBO RUGOSO Ø11x14 Gris 1,50m			
		733A36 TUBO RUGOSO Ø17,5 Gris			
		733A36-120 TUBO RUGOSO Ø17,5 Gris 1,20m Carisma			
		733A36-150 TUBO RUGOSO Ø17,5 Gris 1,50m			
		733A37 TUBO RUGOSO Ø20x25 Gris			
		733A38 TUBO RUGOSO Ø25x30 Gris			
		733A39 TUBO RUGOSO Ø30x35 Gris			
		733A21 TUBO RUGOSO Ø60x65 Gris			
Mangueras de instrumentos:					
		695A45 - TERMINAL DE MANGUERA - BORDEN			
		695A44 - TERMINAL DE MANGUERA - MIDWEST			
		400A89 MANGUERA LISA - BORDEN (Gris)			
		400A46 MANGUERA LISA - MIDWEST (Gris)			
		400A03 MANGUERA LISA TURBINA INDUCCION NSK(Gris)			
		400A45 MANGUERA LISA TURBINA RETORNO AIRE Y LUZ(Gris)			
		400A54 MANGUERA LISA MICROM.ELEC. LUZ BIEN AIR(Gris)			
		400A76 ML062GM MANGUERA LISA MICROM.ELEC. LUZ KAVO 192(Gris)			
		400A75 MANGUERA LISA MICROM.ELEC. LUZ KAVO 196(Gris)			
		400A61 MANGUERA POLIVALENTE LISA (Gris)			
		400A62 MANGUERA MC2 C/S LUZ BIEN AIR GRIS 112.6501-1			
		400A58 MANGUERA LISA LIMPIADOR - SATELEC (Gris)			
		400A59 MANGUERA LISA LIMPIADOR CON LUZ - SATELEC (Gris)			
		400A35 MANGUERA LISA LAMPARA POLIMERIZACION - SATELEC (Gris)			
		400A38 MANGUERA LISA LAMPARA POLIMERIZACION - ACTA by Satelec (gris)			
Denominación:			Referencia:		
CIRCUITOS ELECTRICOS INSTRUMENTOS			-		
MANGUERAS DE INSTRUMENTOS					
TUBERIAS			INST-01.dwg		
Dibujado:			Edición:		
M.LOPEZ			ED.21		
Aprobado:			Fecha:		
J.MORANTE			09/03/2022		
Fecha:			Archivo:		
17/11/2003			INST-01.dwg		

LUZZANI MINIBRIGHT	
LUZZANI MINILIGHT	LUZZANI MINIMATE
Denominación: JERINGAS	Dibujado: M.LOPEZ Aprobado: J.MORANTE Fecha: 23/12/1998 Fecha: 23/12/1998 Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022 Referencia: - Archivo: INST-02.dwg







Satelec									
(Antiguo)	Gris: 385A13 = 98J02	sin luz							--
	385A14 = 98J04	con luz	385A13D						
SP. Newtron	385A18	con luz							--
	385A16	sin luz							--
	385A23								
	385A24								
370A290 LAMPARA HALOGENA MINI-LED OEM SATELEC									
									
Denominación:			Dibujado:		Fecha:		Referencia:		
LIMPIADORES Y LAMPARAS			M. LOPEZ		09/12/1998		-		
			Aprobado:		Fecha:				
			J. MORANTE		09/12/1998		Edición:		Fecha:
				ED.21		09/03/2022		INST-03.dwg	




Denominación: COMPONENTES DE VALVULERIA	Dibujado: M. LOPEZ Aprobado: J. MORANTE Fecha: 08/02/2000 Fecha: 08/02/2000	Fecha: 08/02/2000 Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: - Archivo: VALV-01.dwg
---	--	--	---




BARRAS DE LAMPARA - SIN MONITOR





	Longitud	Ref.		Características		Longitud	Ref.	
	450	99D501	2021E01	con rosca		600	2024E	
	600	99D502	2021E02					
	800	99D504	2021E04					
		-	2021E17	sin rosca				
	1000	99D506	2021E06	con rosca		1010	2023E	99D509
	1200 L	99D508	2022E	-			2016E01	
	-	99D520	2021E08	-			2016E	
	450	2021E01-1		-		600	2047E	99D522



BARRAS DE LAMPARA - CON MONITOR



Denominación:	Dibujado:		Fecha:	 Fedesa	Referencia:	
	A.PFLÜGER		24/10/2003		-	
	Aprobado:		Fecha:		Archivo:	
BARRAS DE LAMPARA	J.MORANTE		24/10/2003	Edición:	Fecha:	B.LAM-01.dwg
				ED.21	09/03/2022	



Nº PLANO	REF. FEDESA	DESCRIPCION
9	98A19-4	ARCO POSTERIOR LAMPARA LED ALYA FARO 310029 GRIS SP310029006 BLANCA
4	98A19-6	REFLECTOR LAMPARA LED ALYA FARO 310025 UNIDAD
3	98A19-7	GRUPO OPTICO LAMPARA LED ALYA FARO (310200) HASTA LAMPARA 10LD012150
3	98A19-7A	GRUPO OPTICO LED ALYA SP510305 DESDE (10LD012151 HASTA 13LD006457)
3	98A19-7B	GRUPO OPTICO SP310435 ALYA 13LD006458-17LD010112 THEIA HASTA 17LD010138
3	98A19-7C	GRUPO OPTICO SP510285 ALYA DESDE 17LD010113 THEIA DESDE 17LD010139
6	98A19-14	KIT MANILLAS LAMPARA ALYA IZQUIERDA + DERECHA 310160
7	98A19-22	SOPORTE + ASA IZQUIERDA/DERECHA ALYA BLANCA SP310390006
8	98A19-28	ARCO ALYA SP310027
CONJUNTO INTERRUPTOR		
4	98A19-20	INTERRUPTOR LAMPARA ALYA SP310125 HASTA 10LD012150
4	98A19-20A	INTERRUPTOR ALYA SP310355006 DESDE 10LD012151 HASTA 13LD006457
4	98A19-20B	INTERRUPTOR SP310480006 ALYA DESDE 13LD006458 -17LD010112 THEIA HASTA 17LD010138
2	98A19-23	JOYSTICK INTERRUPTOR LAMPARA ALYA MP3020 FARO SP310102
3	98A19-24	LEVA METAL INTERRUPTOR LAMPARA ALYA FARO SP310108
CONJUNTO BRAZO DELANTERO Y POSTERIOR		
2	98A19-5	TAPA SUPERIOR ARTICULACION LAMPARA LED ALYA FARO 310036
4	98A19-9	CONJUNTO TRANSFORMADOR 230V LAMPARA LED ALYA FARO 310405
2	98A19-11	TAPA SUPERIOR BRAZO CENTRAL LAMPARA LED ALYA FARO 310050 SP310036006

Denominación:

LAMPARA FARO ALYA LED

Dibujado:

O.PACHECO 23/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 23/02/2022

Fecha:

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022




Referencia:

98A19

Archivo:

LAM-ALYA-01.dwg



Nº PLANO	REF. FEDESA	DESCRIPCION
21	370A21	BOMBILLA LAMPARAS EDI 401122
16	370A40-3	CIRCUITO CON VENTILADOR LAMPARA EDI 306080
15	370A40-4	VENTILADOR LAMPARA EDI 306079
1	370A40-6	REFLECTOR LAMPARA EDI 306001
2	370A40-7	PORTA LAMPARA CERAMICO LAMPARA EDI 306019
4	370A40-8	PROTECTOR REGULADOR DE LUZ LAMPARA EDI 306027
5	370A40-9	PROTECTOR TRANSPARENTE FRONTAL LAMPARA EDI 306029
-	370A40-22	REGULADOR LUZ LAMPARA EDI 306053
17	370A40-31	TAPA SUPERIOR JUNTA LAMPARA EDI 306097
6	370A40-32	TERMOPROTECTOR LAMPARA EDI 306032
3	370A41-3	JUEGO SOPORTES MANILLAS LAMPARA EDI 306364
-	370A41-6	SET MANILLA IZQUIERDA Y DERECHA PARA LAMPARA EDI 306365
CONJUNTO BRAZO DELANTERO Y TRASERO		
-	370A40-18	BRAZO DELANTERO CON MUELLE LAMPARA EDI 306390
-	370A40-23	BRAZO POSTERIOR LAMPARA EDI 306262

Denominación:

LAMPARA FARO EDI HALOGENA

Dibujado:

O.PACHECO 23/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 23/02/2022

Fecha:

Fecha:



Edición:

ED.21

Fecha:




09/03/2022

Referencia:

98A05

Archivo:

LAM-EDI-01.dwg



Nº PLANO	REF. FEDESA	DESCRIPCION
8	98A25-1	INTERRUPTOR LAMPARA MAIA 2 CABLES SP320907 HASTA 15LD011296
8	98A25-1A	INTERRUPTOR LAMPARA MAIA 3 CABLES SP320907A DESDE 15LD011297
5	98A25-2	ELECTRONICA LAMPARA MAIA SP320906 HASTA 15LD011296
5	98A25-2A	ELECTRONICA LAMPARA MAIA CON SWITCH SP320906A DESDE 15LD011297
A	98A25-3	GRUPO OPTICO LAMPARA FARO MAIA SP320903
1	98A25-4	CUBIERTA DISIPADOR LAMPARA FARO MAIA SP320901
2	98A25-5	REFLECTOR LAMPARA FARO MAIA SP320902
3	98A25-6	MANILLAS IZQUIERDA Y DERECHA LAMPARA MAIA SP320904
4	98A25-7	JUEGO INSERTOS MANILLAS LAMPARA MAIA SP320905
13	98A25-8	ARCO COMPLETO LAMPARA MAIA SP320910
10	98A25-10	LEVA INTERRUPTOR LAMPARA MAIA SP320908
CONJUNTO BRAZO POSTERIOR		
2	98A25-12	TAPA BRAZO LAMPARA MAIA SP320912
1	98A25-14	BRAZO POSTERIOR LAMPARA MAIA SP320941

Denominación:

LAMPARA FARO MAIA LED
(2 Y 3 EJES)

Dibujado:

O.PACHECO 23/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 23/02/2022

Fecha:

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022






Referencia:

98A25 / 98A38

Archivo:

LAM-MAIA-01.dwg



Nº PLANO	REF. FEDESA	DESCRIPCION
-	98A39-2	BARRA LED CON PLACA ELECTRONICA THEIA TECH 510315
6	98A39-1A	INTERRUPTOR SP510125 ALYA DESDE 17LD010113 THEIA DESDE 17LD010139
CONJUNTO BRAZO POSTERIOR		
2	98A39-3	PULSADOR LAMPARA THEIA SP510329
6	98A39-4	CONJUNTO BARRA PORTALED LAMPARA THEIA SP510425
7	98A39-5	CIRCUITO LED LAMPARA THEIA SP510318 (SOLO CIRCUITO)

Denominación:

LAMPARA FARO THEIA LED

Dibujado:

O.PACHECO

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

23/02/2022

Fecha:

23/02/2022



Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022


Referencia:

98A39


Archivo:

LAM-THEIA-01.dwg

1803M - 2 movs. sin retorno a cero
 1804M - 2 movs. con retorno a cero
 1805M - 2 movs. con retorno a cero y aspiración
 1808M - 3 movs. con retorno a cero
 1817M - 2 movs. con retorno a cero + fijación + ejec. programa




1804M-1 - 2 movs. con retorno a cero




4107J - Pedal Multifuncion Fedesa

Valv. Reostato



4110J - Pedal Multifuncion Fedesa (Sin Potenciometro)
 4111J - Pedal Multifuncion Fedesa (Con Potenciometro)

Valv. Reostato



Denominación:

PEDALES FEDESA 01

Dibujado:

O.PACHECO 28/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 28/02/2022

Fecha:

Fecha:

Edición: ED.21

Fecha: 09/03/2022


Referencia:

-


Archivo:

PED-01.dwg


1816M - PEDAL MULTIFUNCION CORAL




REPUESTOS:




1821M - PEDAL ELECTRICO CORAL




245A01 - AIRE




463A07 - AIRE + AGUA





247A08 - AIRE + AGUA + CHIP BLOWER



244A52 - PEDAL LINAK 2 MOVIMIENTOS



463A01 - PEDAL BIEN AIR TECHNOBOX



Denominación:

PEDALES FEDESA 02

Dibujado:

O.PACHECO 28/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 28/02/2022

Fecha:

28/02/2022

Edición:

ED.21




Referencia:

-


Archivo:

PED-02.dwg

1823M - PEDAL KONNECT (SIN MOVIMIENTOS)



1824M - PEDAL MULTIFUNCION COMPLETO JOYSTICK



Denominación:

PEDALES FEDESA 03

Dibujado:

O.PACHECO 28/02/2022

Aprobado:

J.MORANTE 28/02/2022

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022

Referencia:


-

Archivo:


PED-03.dwg




99A02-TABURETE SORY




99A11 - ASTRAL (SIN POSAPIES)
99A13 - ASTRAL-A (CON POSAPIES)



99A14-ASTRAL NG (CON RESPALDO)



98M01 (99A16) - PONY SIN RESPALDO
98M02 (99A17) - PONY CON RESPALDO



Denominación:

TABURETES

Dibujado:

A.PFLÜGER

Aprobado:

J.MORANTE

Fecha:

17/11/2003

Fecha:

17/11/2003

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022

Referencia:


-

Archivo:

TAB-01.dwg




99C06 - MOTOR CARENADO AIRTECH




(230V / 50Hz)

99C07 - MOTOR CARENADO AIRTECH (PLUS)




(230V / 50Hz)

99C0125 - MOTOR ASPIRACION Y CONTENEDOR - PODOLOGIA



99C0122 - MOTOR CARENADO CATTANI



(230V / 50Hz)

Denominación:

ASPIRACIONES

Dibujado:

M. LOPEZ

Aprobado:

J. MORANTE

Fecha:

03/10/1996

Fecha:

03/10/1996



Edición:

ED.21

Fecha:








09/03/2022

Referencia:


-

Archivo:


ASP-01.dwg

1504H VACIA			
1507H CON ALARGADERA		1504H02	
1515H ELECTRICA			
1508H COMPLETA	145A17 (gris) 145A17-1 (blanca)		
1509H PODOLOGIA		1508H02	

1516H





Denominación:	Dibujado:	Fecha:		Referencia:
CAJA DE CONEXIONES INDEPENDIENTE	A.NAVARRO	21/12/2007		-
	Aprobado:	Fecha:	Edición:	Archivo:
	J.MORANTE	21/12/2007	ED.21	C.IND-01.dwg
			Fecha:	
			09/03/2022	



ONIX PLUS

PODOFEDESA PLUS



Denominación:

MUEBLE PODOLOGIA ONIX

Dibujado:

J.MORANTE 12/08/2015

Aprobado:

J.MORANTE 12/08/2015

Fecha:

Fecha:

Edición:

ED.21

Fecha:

09/03/2022




Referencia:


94D03

Archivo:

M-ONIX.dwg



1031A (BELL FLEX SYSTEM)



Venturi (aire) Ref: 2405C

Denominación: VARIOS	Dibujado: A.PFLÜGER Aprobado: J.MORANTE Fecha: 01/12/2008 Fecha: 01/12/2008	 Fedesa Edición: ED.21 Fecha: 09/03/2022	Referencia: - Archivo: VARIOS-01.dwg
--	--	--	---